

Eläinnäytteiden lähettäminen Ruokavirastoon

UUTTA!

- Postilla alle 25 kg kokonaiset kuolleet eläimet
- Sähköinen lähete Touko-asiointipalvelussa
- Patologian puhelinpalvelun neuvonta 029 520 4919 arkin klo 8:15-11:00

Eläinperäisiä näytteitä voi lähettää Postin ja sopimuskuljettajien kautta. Kokonaisia kuolleita eläimiä voit lähettää Postin (posti.fi) kautta 25 kg asti. Suuremmat eläimet voit lähettää sopimuskuljettajien kautta tai tuoda itse Ruokavirastoon.

Tuo eläinnäytteitä kylmiöön myös iltaisin ja viikonloppuisin

- Näytekylmiöt Helsingissä, Kuopiossa, Iisalmessa, Joensuussa, Loimaalla, Seinäjoella ja Oulussa ovat asiakkaiden käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kylmiöihin voi tuoda pakattuja, alle 100 kg painavia näytteitä. Tilaa tarvittaessa näytteille kuljetus näytteitä tutkivaan toimipaikkaan.
- Ohjeet ja ovikoodin saat numerosta 029 520 4919 (24 h), neuvonta arkin klo 8:15-11:00.
- Sovi villieläinnäytteen lähettämisestä aina etukäteen Ruokaviraston kanssa, puh. 029 520 4181.

Pakkaaminen

- Jäähdytä näyte lähelle 0 °C ennen pakkaamista.
- Nyrkkisäntö näytteen pakkaukseen: kaksinkertainen kestävä muovipakkaus, jonka väliin reilu imeytyskerros. Lähettäjä vastaa pakkauksen tiiviystä ja rikkoontumisesta kuljetuksen aikana.
- Lisäksi ulkopakkaus, jonka sisälle pakatun näytteen lisäksi tutkimuslähete tai Toukon lähetystunnus pakattuna erilliseen suljettuun muovipussiinsa.
- Pakkausmerkinnät:
 - Lähettäjän nimi ja puhelinnumero
 - Toimipaikan tiedot, johon näyte on menossa tutkittavaksi ([Helsinki/Kuopio/Seinäjoki/Oulu](#))
 - Kuljetusyrityksen nimi
 - ”Eläinperäinen näyte - vapautettu” -teksti
 - Keltamustaraidallista huomioteippiä
- Tarkemmat ohjeet Ruokaviraston sivuilla: [ruokavirasto.fi > laboratoriopalvelut > eläintautitutkimukset > lähetysohjeet ja osoitteet](#).



RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Lähetäminen postilla

- Postin kautta voit lähettää alle 25 kg paketin.
- Paketti pitää aina viedä Postin palvelupisteeseen.
- Tarvitset lähetykseen Postin ”Ovelle sovitusti” -palvelun sekä ”Särkyvä” -lisäpalvelun, jotka voi ostaa etukäteen Postin nettisivulta tai palvelupisteeltä. Yritykset (posti.fi/yrityksille) voivat lähettää näytteen Express-pakettina.

Sopimuskuljettajat kuljettavat myös painavia näytteitä

- Esimerkiksi Hämeen TavaraTaxi Oy kuljettaa myös yli 25 kg painavia näytteitä (jopa 500 kg painoisia). Tietoa ajoreiteistä löytyy TavaraTaxin kotisivulta: tavarataxi.fi. Tilaa kuljetus TavaraTaxin palvelunumerosta 0100 6100 tilalle, eläinlääkäriasemalle, kotiin tai muuhun sopivaan paikkaan. lisalmen kylmäkontista Kuopioon alle 75 kg painavia paketteja kuljettaa lisalmen Taksipalvelu Oy, puhelin 0500 547 521.
- Lisää sopimuskuljettajia [Ruokaviraston nettisivuilta](#).
- Ilmoita tilatessasi, mihin Ruokaviraston toimipisteeseen (Helsinki, Kuopio, Oulu, Seinäjoki) näyte on menossa tutkittavaksi. Kuljetuksen hinta-arvion saat tilatessasi noutoa. Hintaan vaikuttavat noutopiste sekä sen etäisyys tavallisesta reittilinjasta, kuljetusmatkan pituus sekä paketin paino. Ruokavirasto laskuttaa kuljetusmaksut asiakkaalta tutkimusmaksun yhteydessä.

Sähköinen lähete Touko-asiointipalvelussa

Sähköinen lähete täytetään Touko-asiointipalvelussa ja läheteellä pyydetään valitsemaan tilattavat tutkimukset sekä mm. täyttämään tilaajan ja näytteen tiedot. Lopuksi läheteelle muodostuu seurantakoodi, joka liitetään näytelähetyksen mukaan. Tutkimusvastaus voidaan toimittaa Touko-asiointipalveluun tai tilaajalle sähköpostilla tai kirjepostina. Touko-asiointipalvelussa näkyvät myös kaikki aikaisemmat tutkimukset, jotka on tilattu käyttämällä sähköistä lähetettä.

Tuotantoeläinten tutkimuspaketit:

Tilaa näytteenottotarvikkeita sähköisellä lomakkeella – pikavastauslähetys valmiiksi maksettu

Eläinlääkärit voivat tilata sähköisellä tilauslomakkeella näytteenottotarvikkeita sekä keltamustan palautuslaatikon useisiin tuotantoeläinten tutkimuspaketteihin. Näytteenottotarvikkeiden lisäksi mukana on näytteenotto-ohjeet ja lähete. Ruokavirasto vastaa näiden tutkimuspakettien lähetyskuluista Postin pikavastauslähetyksenä.

Tilattavat paketit ja tilauslomakkeen löydät nettisivuiltamme: ruokavirasto.fi > [laboratoriopalvelut](#) > [eläintautitutkimukset](#) > [näytteenotto-ohjeet](#)

Tutkimuskohtaiset ohjeet, tutkimuspaikat ja tutkijoiden puhelinnumerot löydät laboratoriokäsikirjasta: ruokavirasto.fi > [laboratoriopalvelut](#) > [eläintautitutkimukset](#) > [laboratoriokäsikirja ja hinnasto](#)

Tutkijoiden yhteystiedot löytyvät myös täältä: ruokavirasto.fi > [laboratoriopalvelut](#) > [eläintautitutkimukset](#) > [eläintautitutkimusten yhteystiedot](#)



Kuvat: Ruokavirasto

Ruokaviraston patologian näytteiden pakkaaminen ja lähetys

ELINNÄYTTEET



Leivinpaperiin



1



Muovipussiin

2



Pehmustetta ja toiseen muovipussiin

3



Kylmälaukku ja kylmävaraajat

4



Kylmälaukkuun keltamusta teippaus

5

KOKONAISSET ELÄIMET



Sanomalehteen

1



Muovipussiin

2



Pehmustetta ja toiseen muovipussiin

3



Laatikkoon ja lisää pehmustetta

4



Pahvilaatikkoon keltamusta teippaus

5