

Ruokaviraston patologian näytteiden pakkaaminen ja lähetys

ELINNÄYTE JA KARVATON SIKIÖ



Leivinpaperiin

1



Muovipussiin

2



Pehmustetta ja toiseen muovipussiin

3



Kylmälaukku ja kylmävaraajat

4



Kylmälaukkuun keltamusta teippaus

5

KOKONAISSET ELÄIMET



Sanomalehteen

1



Muovipussiin

2



Pehmustetta ja toiseen muovipussiin

3



Laatikkoon ja lisää pehmustetta

4



Pahvilaatikkoon keltamusta teippaus

5



MIKSI JA MILLOIN LÄHETTÄÄ NÄYTTEITÄ TAI KUOLLUT ELÄIN TUTKITTAVAKSI?

- Useampi kuin yksi eläin kuollut tai sairastunut lyhyellä ajalla
- Toistuvia lääkityksiä tai ryhmälääkityksiä
- Lääkitysten teho heikentynyt tai huono
- Tarttuvien taudinaiheuttajien toteaminen tai poissulkeminen

NÄYTTEIDEN OTTO

- Lähetä näytteitä riittävä määrä (hyödynnä tutkimuspaketit!)
- Näytteet taudin alkuvaiheessa ja tyypillisesti oireilevista eläimistä
- Näytteet lääkitsemättömistä eläimistä; mahdollinen lääkitys merkitään läheteeseen
- Tyypillisen sairauden seurauksena kuolleet tai voimakkaiden tyypillisten oireiden takia lopetetut eläimet parhaita näytteitä patologiin tutkimuksiin

LÄHETE

- Täytä lähete huolella, kuvaile oireet, mainitse lääkitykset ja tarkista yhteystiedot, www.ruokavirasto.fi
- Lisää mobiilinumerosi ja sähköposti-osoitteesi, vastaukset tulevat nopeammin

NÄYTTEIDEN PAKKAAMISEN PERIAATTEET

- Postin ja Matkahuollon ohjeita noudatettava (painorajat, merkinnät)
- Posti: Keltamusraidallinen teippi tai laatikko, merkintä ”Eläinperäinen näyte-vapautettu”
- Näytteiden jäähdytys ennen pakkaamista, kylmävaraaja kesäaikana
- Aina kaksi vuotamatonta pakkauskerrosta (muovia)
- Riittävän vahva ulkopakkaus
- Imeytysainetta, jotta kaikki näytteestä valuva neste voi imeytyä toisen nestetiiviin pakkauskerroksen sisäpuolelle
- Sulloainetta (näyte ei heilu pakettia liikuttaessa)
- Ilmoita saapuvasta näytteestä Ruokaviraston laboratorioon

LISÄTIETOJA

Eläintaututkimusten laboratoriokäsikirja

- Näytteenotto-ohjeet
- Hinnat
- Lähetelinkit
- Tutkimusten yhteyshenkilöt, puhelinnumerot

<https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/laboratoriokasikirja-ja-hinnasto/>

05/2019